

# HyMo-Box



NEOMERIS

POWERED BY HOHENSTEIN ●

## Was ist die HyMo-Box?

Die HyMo-Box ist eine Hygiene-Monitoring Box zur Eigenüberwachung der Hygiene. Ob zuhause oder unterwegs – bei der Arbeit oder in der Freizeit – egal wo: Es gibt eine Vielzahl von hygienisch sensiblen Stellen.

Kennen Sie die hygienisch besonders sensiblen Stellen und relevanten Prozesse in Ihrem Umfeld? Wissen Sie, wie es um Ihren aktuellen Hygienestatus bestellt ist? Wirken die von Ihnen angewendeten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen effizient? Ist Ihr aktuelles Reinigungs- und Hygienekonzept ausreichend oder möchten Sie diesbezügliche Qualitätsvorgaben optimieren?

### Hygiene Management bedeutet „Hygiene auf den Punkt gebracht“

Mit der HyMo-Box wird Hygiene-Monitoring leicht gemacht. Nehmen Sie Ihr Hygiene-Management selbst in die Hand.

Sie verbindet eine unkomplizierte Handhabung mit professionellen mikrobiologischen Untersuchungen in unserem akkreditierten Labor.



## Wie ist die HyMo-Box aufgebaut?

Sie enthält:

- Kühlbox mit Kühlelement
- RODAC-Platten
- Händedesinfektionsmittel
- wasserfester Stift
- eine Anleitung
- Probenahme-Plan

Die HyMo-Box liefert Ihnen zuverlässige Befunde, egal, ob für Sie die hygienische Sicherheit von Arbeitsflächen, Böden oder Armaturen im Fokus steht und ist je nach Anwendungsbereich individuell ausgestattet.

Die für Sie passende HyMo-Box sowie weitere Informationen zu den spezifischen Anwendungsbereichen finden Sie hier: -

In Zusammenarbeit mit dem Hohenstein Institut, einem akkreditierten Prüflabor, sind wir der kompetenter Partner an Ihrer Seite, wenn es um die Eigenkontrolle der Hygiene bei Ihnen vor Ort geht. Hohenstein ist Inhabergeführt in der 3. Generation. Auch wir als Tochter der Heyl Analysentechnik GmbH sind seit über 60 Jahren in Familienhand geführt. Mit der Partnerschaft unserer beiden Unternehmen werden für Sie Kompetenzen im Bereich Hygiene und Beratung gebündelt.



## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Sie können auf Grundlage einer einfach anwendbaren Methode selbst Ihre Reinigung und Desinfektion überwachen.
- Kostengünstige Lösung ohne versteckte Kosten
- Modulares System für verschiedenste Anwendungsbereiche
- Analyse Ihrer Proben durch ein akkreditiertes Prüfinstitut gemäß DIN EN ISO/IEC 17025
- Zusammenfassung der Ergebnisse in einem leicht verständlichen Bericht
- Somit haben Sie eine verlässliche Bestätigung Ihrer Eigenkontrolle durch eine unabhängige Einrichtung.
- Eine regelmäßige Eigenkontrolle gibt Ihnen die Sicherheit einer gleichbleibenden Hygiene

Durch das weltweit etablierte Abklatsch-Verfahren ermittelt das akkreditierte mikrobiologische Labor vom Hohenstein Institut wichtige Kennzahlen und Empfehlungen für alle untersuchten Oberflächen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

**<https://www.zertifizierterhygienecheck.de/>**